
























Náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce nohy





Náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce nohy



HLAVICE
CoCrMo
tři velikosti



DISTÁLNÍ VLOŽKA PE
UHMWPE



DISTÁLNÍ VLOŽKA KOVOVÁ
CoCrMo



METATARZÁLNÍ KOMPONENTA
Ti6Al4V + HA

Titanový porézní povrch s vrstvou hydroxyapatitu.
4 velikosti



FALANGEÁLNÍ KOMPONENTA
Ti6Al4V + HA

Titanový porézní povrch s vrstvou hydroxyapatitu.
4 velikosti

